

Laits fermentés –

Détermination de l'acidité titrable- Méthode potentiométrique

Norme sénégalaise Homologuée

**Par décision n°00000015 du Conseil d'Administration
de l' Association Sénégalaise de Normalisation le 04 Décembre 2013
et prend effet le 04 Décembre 2013**

Descripteur thésaurus international technique : lait fermenté, acide titrable, méthode potentiométrique

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn